

**PRESOTERAPIE** (lymfodrenáž) je odbornou veřejností velmi uznávanou léčebnou metodou se širokou škálou indikací a v současné době i velmi populární relaxační a kosmetickou metodou. Napomáhá léčbě lymfedému, celkové regeneraci, detoxikaci organismu, zlepšení metabolismu a fyzické kondice, odstranění celulitidy a zpevnění pokožky. Pro zjištění všech výhod a účinnosti této metody stačí navštívit rehabilitační či wellness - beauty pracoviště nebo si jednoduše pořídit tento přístroj domů a provádět tyto procedury v pohodlí svého domova.

Co je principem přístrojové lymfodrenáže? Jak taková terapie probíhá? Co je cílem presoterapie?

Principem přístrojové lymfodrenáže je řízeným způsobem pomocí zdroje vzduchu naplňovat jednotlivé, částečně se překrývající komory připojeného návleku a vytvářet tak tlakovou vlnu, která způsobuje definované stlačování končetiny nebo oblasti břicha, boků, hýždí a simuluje tak ruční masáž.

Před zahájením terapie je třeba zvolit vhodný návlek na část těla, která se bude masírovat, např. na nohu, ruku, nebo boky-hýždě. Poté se na přístroji zvolí vhodný program nebo kombinace programů od rozmasírování až po masáž. Terapii lze spustit také přiložením již naprogramované čipové karty. Po spuštění programu se zahájí postupné definované střídání naplňování a vypouštění vzduchu z komor příslušného návleku. Tímto se vytváří tlaková vlna, která působí na měkké tkáně a podkožní tuk, probíhá lymfatická masáž.

Cílem presoterapie je zlepšit proudění lymfy, usnadnit její odtok přes centrální uzliny do krevního řečiště a udržovat průchodnost lymfatického systému. Kromě lymfoterapie je možné použít presoterapii i v oblasti fleboterapie při poruchách žilního systému. Celosvětově je tento druh přístrojů velmi žádan, protože s jeho pomocí lze docílit efektivních výsledků za velmi krátkou dobu. Již po prvním použití se viditelně zmenšují otoky, mizí příznaky pocitu těžkých nohou a navozuje pocit relaxace a odpočinku.

#### INDIKACE:

- lymfedém
- celulitida
- prevence žilní nedostatečnosti
- bolesti cévního původu (ateroskleróza tepen, zánět žil, žilní trombóza, křečové žíly, blokáda mízního řečiště)
- syndrom těžkých nohou
- poruchy prokrvení
- úponové bolesti
- otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebením kloubů
- rehabilitace po extrémním svalovém zatížení končetin
- akcelerace lymfatického systému a odplavení zplodin látkové výměny
- podpora štěpení tuků a jejich odbourávání
- podpora činnosti enzymů
- podpora mezibuněčného metabolismu
- uvolňování ztuhlého svalstva

#### KONTRAINDIKACE:

- bronchiální astma a chronická bronchitida
- ischemická choroba srdeční a jiné těžké srdeční onemocnění
- nestabilizovaný vysoký krevní tlak (hypertenze)
- cévní mozková příhoda
- zvýšená funkce štítné žlázy (hyperthyreosa)
- otoky způsobené onemocněním ledvin
- choroby jater
- epilepsie
- nediodagnostikované břišní obtíže
- akutní žilní onemocnění, tromboflebitida
- akutní neuropatie a plexopatie
- akutní plicní edém
- akutní bakteriální nebo virové onemocnění
- těhotenství
- alergické a edematózní onemocnění
- akutní trauma, záněty kůže a měkkých tkání
- osteosyntéza a kloubní náhrady v léčené oblasti
- kardiostimulátor

Společnost EKOVIK MEDI, s.r.o. vyvinula ve spolupráci s předními českými odborníky z oblasti lymfologie, dermatologie, sportovního lékařství a rehabilitace multifunkční přístroj PNEUVEN RELAX.

Programové vybavení představuje až 86 standardních masážních, rozmasírovacích a kombinovaných programů. Takto široké spektrum programů umožňuje výběr optimálního programu tak, aby v maximální míře vyhovoval potřebám klienta.

Koncepce přístroje umožňuje provozovat přístroj v základním programovém režimu, kdy je zvolená rychlost tlakové vlny konstantní a výsledný zvolený tlak je ve všech komorách návleku stejný, nebo v režimu GRADIENT, kdy je zvolená rychlost tlakové vlny konstantní, ale zvolený tlak klesá v komorách návleku od periferie k centru.

Přístroj lze ovládat manuálně pomocí dotykových tlačítek nebo přiložením čipové karty na označené místo na přístroji. Na čipovou kartu lze naprogramovat ve zvoleném režimu kterýkoli z osmdesáti šesti standardních masážních a rozmasírovacích programů pro masáž končetin a jejich částí, boků a hýždí nebo jejich účelné kombinace. Parametry terapie je možné měnit za běhu přístroje bez nutnosti přerušování cyklu nebo zpětného programování.

Tento přístroj, jako jeden z mála, využívá kromě funkce řízeného tlaku i funkci řízeného podtlaku. Je tak možné provádět i vakuoterapii a mikrodermabrazii pomocí široké škály příslušenství.

Přístroje jsou velmi jednoduché na ovládání, a proto jsou populární mezi uživateli různé věkové kategorie.

Mít tento přístroj doma je nejen velmi výhodné ale i užitečné.

S cílem vyloučit kontraindikace, doporučujeme konzultaci s lékařem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Síťové napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	75 VA
Síťové pojistky	2 x T0,8AL/250V
Tlačný výkon	max. 30 l/min
Sací výkon	max. 30 l/min
Tlak vzduchu v návleku	omezeno na 12kPa
Podtlak	max. -25 kPa až 0 kPa
Rozměry	321,0 x 321,5 x 140,3
Nastavení doby aplikace	do 120 min
Počet programů	58- 86
Pracovní režimy	základní/gradient

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Návleky pro lymfatickou masáž: ruka/rameno, ruka, kalhoty, noha, boky/hýždě, 7– 14 – 21 překrývajících se komor.
- Aplikátory pro vakuovou masáž: baňky s otvorem, baňky bez otvoru
- Sada pro diamantovou mikrodermabrazi



Tento přístroj můžete objednat na tel.:  
**+420 220 303 000**

## PNEUVEN RELAX 6.7

Označení přístroje	Cena v Kč včetně DPH
PNEUVEN RELAX 6.7	37.800,-
N7N – kalhoty 7komor	9.809,-
N14RR ruka s ramenem	4.991,-

## PNEUVEN RELAX 6.14

Označení přístroje	Cena v Kč včetně DPH
PNEUVEN RELAX 6.14	64 420,-
N21K – kalhoty 21 komor	10 475,-

**Výrobce má certifikovaný systém jakosti v oboru výroba, prodej a servis zdravotnických přístrojů dle ČSN EN ISO 13485:2012 a ČSN EN ISO 9001:2009**

## VÝROBCE A DISTRIBUTOR:

**EKOVIK MEDI s.r.o.**  
Na Manínách 1590/29  
170 00 Praha 7  
Česká republika  
Тел.: +420 220303000  
www.pneuken.cz  
Email: info@pneuken.cz  
Skype: pneuven

**pneuken**

# Odhalte tajemství lymfodrenáže!

**Jaké jsou výhody vlastního přístroje pro  
lymfatickou masáž**